

Schmizo Shukoff-Flaschen


mit Vakuummantel, zur Bestimmung der Erstarrungskurve von Kakaobutter nach IOCCC, inklusive Kalibrierprotokoll



Schmizo Shukoff-Flaschen

(Katalog Laborglas Seite 152)

- Art. 25.100.01: **NS 19/26**
- Art. 25.100.12: **NS 24/29**
- **Seriennummer**
- **Volumenmarken**
- **Kalibrierprotokoll**



Standardbeschreibung

- **Grösse Normschliff**
- **Seriennummer**
- **Schmizo-Logo**
- **2 Volumenmarken** (12.5 / 25 g Sojaöl)



Kalibrierprotokoll

Calibration Protocol

Determination of the cooling curve of cocoa butter according to IOCCC

schmizo swiss scientific glass

Shukoff Flask no: 624

Printing Date: 29.05.2018

x1	Date	Measured Values (°C / min)					Client	Delivery
		00:00	05:00	10:00	15:00	20:00		
x1	01.01.2016	39.9	32.7	27.0	22.4	18.7		
x2	01.01.2016	39.8	32.7	27.0	22.4	18.7		
x3	01.01.2016	40.2	32.8	27.0	22.5	18.8		
x4	01.01.2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
x5	01.01.2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
x6	01.01.2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
x7	01.01.2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
x8	01.01.2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	Default Values (°C / min)				
	00:00	05:00	10:00	15:00	20:00
Min	39.7	32.5	26.9	22.1	18.2
Norm	40.0	32.8	27.2	22.4	18.5
Max	40.3	33.1	27.5	22.7	18.8
Vacuum	0.01 mm Hg 0.013 mbar				

Temperature in °C

