



Kpg Doppelanker-Rührer

SKU: 24.626.06

Produktbeschreibung

(KPG-Länge 160 mm)

Bitte gewünschte Gesamtlänge L bei Bestellung angeben!

Alle Rührer sind auf Wunsch auch mit ZRS anstelle KPG erhältlich.

(ZRS-Länge 300 mm)

Varianten

SKU	D KPG mm	Spann D mm	Breite B mm	Hohe H mm
24.626.06	10	8	60	60
24.626.09	10	8	90	90
24.626.11	10	8	110	110
24.626.14	10	8	140	140
24.627.06	16	10	60	60
24.627.09	16	10	90	90
24.627.11	16	10	110	110
24.627.14	16	10	140	140

Individuelle Anpassungen

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Entwicklung kundenspezifischer Funktionen, um Ihre speziellen Prozessanforderungen zu erfüllen. Dank unserer technischen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Herstellung wissenschaftlicher Glasgeräte können wir nahezu jede Anforderung umsetzen und sicherstellen, dass die kundenspezifischen Reaktoreigenschaften sowohl zuverlässig als auch benutzerfreundlich sind.